

## **Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками**

Сайт переехал. Статья находится по новому адресу

**[Перейти к чтению статьи](#)**

# Пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками



Быстрый, удобный, компактный, надежный прибор для контроля частоты сердечных сокращений и сатурации (насыщения кислородом капиллярной крови). Он несомненно Вам понравится и подойдет для использования как в медицинских учреждениях, так и для самоконтроля дома.

- ✓ Подходит для экстремальных видов спорта
- ✓ Людей с сердечной недостаточностью
- ✓ Хронической обструктивной болезнью легких

[ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАС](#)

## Пульсоксиметр ri-fox riester германия, портативный пульсоксиметр педиатрический, пульсоксиметр masimo rad-8 совместимые датчики

[Перейти на официальный сайт](#)

### Принцип действия

Медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня кислорода капиллярной крови. Существует множество патологий, течение которых сопровождается хроническим недостатком кислорода в крови (гипоксией). Быстрый, удобный, компактный, надежный прибор для контроля частоты сердечных сокращений и сатурации (насыщения кислородом капиллярной крови). Он несомненно Вам понравится и подойдет для использования как в медицинских учреждениях, так и для самоконтроля дома. Регулярное использование Пульсоксиметр — это: Своевременное выявление патологий дыхательных путей, легких и плевры. Распознавание гипоксии у страдающих хроническими заболеваниями. Контроль состояния людей с заболеваниями сердца и органов дыхания. Определение необходимости обращения за медицинской помощью.

### Мнение специалиста

Пульсоксиметр - это лучшее решение для контроля за пациентом дома и в различных учреждениях, для самоконтроля состояния здоровья и контроля эффективности и безопасности спортивных тренировок. Аппарат оснащен светодиодным дисплеем, что обеспечивает низкое энергопотребление и, как результат, возможность мониторить состояние пациента длительный период времени. А компактный размер и небольшой вес, высокая точность полученных результатов, позволяют применять это устройство, практически, в любых условиях.

### Способ применения

ШАГ 1. Включите пульсоксиметр и подождите несколько секунд, он закончит самотестирование и будет готов к измерению. ШАГ 2. Закрепите датчик на пальце так, чтобы фиксация была надежной, а излишнее давление отсутствовало. ШАГ 3. ВАЖНО! Не использовать пульсоксиметр, если на ноготь нанесен лак. ШАГ 4. Подождите от 5 до 15 секунды пульсоксиметр выведет на дисплей данные по сатурации и пульсу.

## Пульсоксиметр ux300 отзывы, пульсоксиметры в краснодаре купить, пульсоксиметры купить новосибирск

[Перейти на  
официальный сайт](#)

[Официальный сайт Пульсоксиметр - для измерения уровня кислорода в крови](#)

Купить Уреферон - средство от простатита и частого мочеиспускания можно в таких странах как: Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Узбекистан, Украина, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Португалия, Румыния, Франция,

Хорватия, Чехия, Швейцария, Азербайджан , Армения ,Турция, Австрия, Сербия, Словакия, Словения, Польша